

2026年6月5日

採尿容器および採尿方法変更のお知らせ

平素より健康診断業務にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、2026年4月1日実施分より、健康診断時の採尿容器および採尿方法を下記のとおり変更させていただくこととなりました。

記

1. 変更内容および理由

- ① 採尿容器の仕様変更
- ② 採尿方法の一部変更（次項参照）

【採尿キット変更の理由】検査精度向上のため
外部専門機関の最新装置への移行に伴い、従来のキットでは測定対応ができなくなりました。尿量不足による再提出を防ぐため「全国標準のキット」へ変更いたしました。

2. 変更開始日

2026年4月1日実施分より

3. ご協力をお願い


受診者の皆様には、事前に新しい採尿方法をご確認いただきますようお願いいたします。

詳細につきましては、別添の「採尿方法のご案内」をご参照ください。

今後とも円滑な健診実施にご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


以上

採尿方法



①採尿コップを作ります。

②中間の尿を採取します。




③尿を試験管に入れます。


※写真の赤いライン、約8分目まで。

④ふたをしてください。

※強く押し込み、ふたと試験管に隙間のないようにしてください。



※採尿コップはトイレに流さないでください。



⑤シールを試験管に貼ります。

※シールに事業所名、氏名、フリガナを記入してください。性別に○してください。



⑥袋に日付、氏名を記入してください。

⑦青い袋に採尿した試験管を入れて、健診当日に受付または尿検査に提出してください。

【採尿キット変更の理由】検査精度向上のため
外部専門機関の最新装置への移行に伴い、従来のキットでは測定対応ができなくなりました。尿量不足による再提出を防ぐため「全国標準のキット」へ変更いたしました。